

三代纳米孔宏基因组数据分析

彭凯

2025年11月30日





课程目录


- 一. 简介
- 二. **EasyNanoMeta使用**
- 三. **数据质量控制与去宿主**
- 四. **物种注释及功能注释**
- 五. **组装、评估和纠错**
- 六. **分箱和物种注释**

1. 简介：纳米孔测序与宏基因组

纳米孔测序技术概况



纳米孔测序技术的发展历史



纳米孔测序芯片的结构




纳米孔

将一个蛋白质纳米孔设置于具电阻性的聚合物膜中。



微支架阵列

每个微支架可支撑一个膜和嵌入的纳米孔。阵列可使多个纳米孔在运输和使用过程中保持稳定。



传感器芯片

每个微支架与其自身电极相对应，该电极连接至传感器阵列芯片中的通道上。传感器阵列可使用任何数量的通道来制造。

专用集成电路（ASIC）

每个纳米孔通道均由定制的专用集成电路单独控制和测量。支持同时进行多个纳米孔实验。一个设备中可能包括多个专用集成电路，Oxford Nanopore 正在开发不同大小的专用集成电路，以用于不同目的。



纳米孔测序的优势

Oxford Nanopore sequencing

Real-time data streaming

Immediate access to actionable results, including pathogen identification, variant analysis, and antimicrobial resistance ✓

Stop sequencing when sufficient data generated — wash and reuse flow cell ✓

Comprehensive data analysis tools — including EPI2ME for real-time species identification and AMR profiling ✓

Unrestricted read length (>4 Mb achieved)

Resolve complete genomes and plasmids ✓

Span and delineate challenging regions, including structural variants and repeat regions ✓

Assemble complete genomes from metagenomic samples ✓

Discriminate closely related species ✓



Traditional short-read technologies

Fixed run time with bulk data delivery

Increased time-to-result; less amenable to time-critical applications



Read length typically 50–300 bp

Short reads do not typically span entire regions of interest, including repeats and structural variants, or full-length RNA transcripts, resulting in fragmented assemblies and ambiguous transcript isoform identification

纳米孔测序的优势

Streamlined, automatable workflows

Sample prep in as little as 10 minutes, including multiplexing ✓

Whole genome, metagenomic, targeted, direct RNA, and cDNA sequencing approaches ✓

Eliminate amplification bias and detect base modifications alongside nucleotide sequence with amplification-free protocols ✓

Automate sample prep using the portable VoITRAX device ✓



Laborious workflows


Lengthy sample preparation with requirement for amplification — removing base modifications (e.g. methylation) and increasing the potential for sequencing bias

纳米孔测序的优势

1. 长读长：Reads可达Mb；
2. 设备成本低：测序芯片可清洗再生，重复利用；
3. 实时获得序列信息：最快可在1小时内完成测序流程及数据分析，满足动态检测宏基因组需求；
4. 便携式测序装置：重量轻且占用空间小，可以随身携带随时测序；
5. 直接测序：直接测序原始DNA和RNA，不需要进行PCR扩增，避免了扩增偏好性；保留了原始碱基修饰信息，能够直接读出甲基化的胞嘧啶。

宏基因组研究概况

- 直接研究不同生态位中的微生物组DNA信息，对其进行测序，获取序列信息，再进行生物信息学分析



宏基因组研究对象

动物、人肠道**基因集**的构建

肠道**微生物组**多样性分析

新的功能基因的发掘，新物种的鉴定

肠道微生物组与宿主特定疾病的关系

饮食-肠道微生物组-宿主健康的关联

病原菌快速检测



Human
(141735)



Digestive
system
(94342)



Aquatic
(46161)



Marine
(33482)



Digestive
system
(32715)



Plants
(26768)



Soil (23684)



Skin
(10501)



Wastewater
(3858)



Food
production
(2805)



<https://www.ebi.ac.uk/metagenomics>

纳米孔宏基因组研究的发展历史

几个重要事件节点：

2014年：牛津纳米孔公司发布minion测序仪，纳米孔测序时代来临；
2016年：纳米孔宏基因组测序被用于快速病原检测；
2018年：港大张彤教授首次将纳米孔宏基因组测序应用到环境耐药组研究中，并建立相应研究方法；
2020年：利用纳米孔宏基因组测序可以从人肠道中重建几乎完整的细菌基因组；
2023年：超深度纳米孔长读宏基因组揭示人肠道微生物组中低丰度物种的基因组和功能特征；
2025年：NCBI的SRA数据库已经有超过4万条不同的纳米孔宏基因组测序数据集.....

纳米孔宏基因组的优势



加强了不可培养微生物基因组完成图的构建；
可以在reads水平进行基因功能及遗传环境研究。

2. EasyNanoMeta流程使用

EasyNanoMeta介绍



Science Bulletin

Available online 20 March 2025

In Press, Corrected Proof ? What's this?



Science Bulletin | 扬大王志强/基因组所刘永鑫开发纳米孔宏基因组分析流程EasyNanoMeta

原创 彭凯 宏基因组 2025年04月03日 10:59 广东

Short Communication

Benchmarking of analysis tools and pipeline development for nanopore long-read metagenomics

Kai Peng ^{a b c 1}, Yunyun Gao ^{b 1}, Changan Li ^{a c}, Qiaojun Wang ^{a c}, Yi Yin ^{a c},
Muhammad Fazal Hameed ^a, Edward Feil ^d, Sheng Chen ^e, Zhiqiang Wang ^{a f} ,
Yong-Xin Liu ^b , Ruichao Li ^{a f g}


研究论文

- 期刊: *Science Bulletin* (IF:18.8)
- DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.03.044>
- 原文链接:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S209592732500310X?via%3Dihub>
- 第一作者: Kai Peng (彭凯); Yunyun Gao (高云云)
- 通讯作者: Zhiqiang Wang (王志强)(zqwang@yzu.edu.cn), Yong-Xin Liu (刘永鑫)(liuyongxin@caas.cn), Ruichao Li (李瑞超)(rchl88@yzu.edu.cn)

[Science Bulletin | 扬大王志强/基因组所刘永鑫开发纳米孔宏基因组分析流程EasyNanoMeta](https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.03.044)

Kai Peng, ..., Yong-Xin Liu, Ruichao Li. Benchmarking of analysis tools and pipeline development for nanopore long-read metagenomics. *Science Bulletin*. 2025. <https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.03.044>

纳米孔长读宏基因组数据的分析思路



EasyNanoMeta: 下载安装

- 下载包括所有分析软件的singularity sandbox及EasyNanoMeta
- Sandbox地址:

https://figshare.com/articles/software/A_singularity_sandbox_for_EasyNanoMeta_/27014869?file=49175110

- EasyNanoMeta软件地址:

<https://github.com/P-kai/EasyNanoMeta/archive/refs/tags/v1.0.1.tar.gz>

```
cd ~/tools
```

```
wget -c https://figshare.com/ndownloader/files/49175110
```

```
wget -c https://github.com/P-kai/EasyNanoMeta/archive/refs/tags/v1.0.1.tar.gz
```


EasyNanoMeta: 数据库配置

```
mkdir ~/db
```

```
cd ~/db
```

#human_genome

```
wget https://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/all/GCA/000/001/405/GCA_000001405.28_GRCh38.p13/C
```

```
gunzip GCA_000001405.28_GRCh38.p13_genomic.fna.gz
```

#kraken2

```
wget https://genome-id3.s3.amazonaws.com/kraken/k2_standard_20230605.tar.gz
```

```
tar -zcvf k2_standard_20230605.tar.gz -C ~/db/k2_standard/
```

#centrifuge

```
wget https://zenodo.org/record/3732127/files/h%2Bp%2Bv%2Bc.tar.gz?download=1
```

```
tar -zxvf centrifuge_h+p+v.tar.gz
```

#checkm2

```
wget https://zenodo.org/record/5571251/files/checkm2_database.tar.gz
```

```
tar -zxvf checkm2_database.tar.gz
```

#gtdbtk

```
wget -c https://data.ace.uq.edu.au/public/gtdb/data/releases/latest/auxillary_files/gtdbtk_data.tar.gz
```

```
tar -zxvf gtdbtk_data.tar.gz
```

EasyNanoMeta: 使用案例

使用案例:

```
./easynanometav1/easynanometav1.py -f seq/ \  
-sif easynanometav1.sif -t 40 \  
  
-host-removal-reference ~/db/human_genome/human_genome/ \  
  
-centrifuge-db ~/db/centrifuge/ \  
  
-kraken2-db ~/db/kraken2_db/k2-standard/ \  
  
-checkm2-db ~/db/CheckM2_database/ \  
  
-gtdbtk-db ~/db/gtdbtk/release214/
```

EasyNanoMeta: 结果展示

EasyNanoMeta流程输出结果:

abricate_out centrifuge_out gtdbtk_out kraken2_out nextpolish_out
adapters_removal_out checkm2_out host_removal_out metaflye_out semi_bin_out


```
host_removal_out
├── human_genome.min
├── SRR8641382.lite.1.fasta
├── SRR8641382.lite.1_fitted_raw.fastq
├── SRR8641382.lite.1_minimap.sam
├── SRR8641382.lite.1_unique.fastq
├── SRR8641382.lite.1_unmapped_minimap.bam
├── SRR8641382.lite.1_unmapped_sorted_minimap.bam
├── SRR8641383.lite.1.fasta
├── SRR8641383.lite.1_fitted_raw.fastq
├── SRR8641383.lite.1_minimap.sam
├── SRR8641383.lite.1_unique.fastq
├── SRR8641383.lite.1_unmapped_minimap.bam
├── SRR8641383.lite.1_unmapped_sorted_minimap.bam
├── SRR8641384.lite.1.fasta
├── SRR8641384.lite.1_fitted_raw.fastq
├── SRR8641384.lite.1_minimap.sam
├── SRR8641384.lite.1_unique.fastq
├── SRR8641384.lite.1_unmapped_minimap.bam
└── SRR8641384.lite.1_unmapped_sorted_minimap.bam
```

```
abricate_out
├── abricate_arg_out
├── abricate_is_out
├── abricate_vf_out
├── arg_abundance_out
├── SRR8641382.lite.1.fasta
├── SRR8641383.lite.1.fasta
└── SRR8641384.lite.1.fasta
adapters_removal_out
├── SRR8641382.lite.1_output.fastq
├── SRR8641383.lite.1_output.fastq
└── SRR8641384.lite.1_output.fastq
centrifuge_out
├── SRR8641382.lite.1_result
├── SRR8641383.lite.1_result
└── SRR8641384.lite.1_result
checkm2_out
gtdbtk_out
└── SRR8641382.lite.1_gtdbtk_out
```

```
kraken2_out
├── SRR8641382.lite.1_kraken2_report
├── SRR8641382.lite.1_kraken2_result
├── SRR8641383.lite.1_kraken2_report
├── SRR8641383.lite.1_kraken2_result
├── SRR8641384.lite.1_kraken2_report
└── SRR8641384.lite.1_kraken2_result
metaflye_out
├── SRR8641382.lite.1_flye_out
├── SRR8641383.lite.1_flye_out
└── SRR8641384.lite.1_flye_out
nextpolish_out
├── SRR8641382.lite.1.cfg
├── SRR8641382.lite.1.fofn
├── SRR8641382.lite.1_nextpolish_out
├── SRR8641383.lite.1.cfg
├── SRR8641383.lite.1.fofn
├── SRR8641383.lite.1_nextpolish_out
├── SRR8641384.lite.1.cfg
├── SRR8641384.lite.1.fofn
└── SRR8641384.lite.1_nextpolish_out
semi_bin_out
├── bam_out
└── SRR8641382.lite.1_bin_out
```


3. 数据质量控制及去宿主


MinKNOW进行测序管理



跨平台的ONT纳米孔测序管理软件（华大、齐碳等均有自主开发的相应软件）。

<https://nanoporetech.com/document/experiment-companion-minknow>


MinKNOW进行数据过滤




Filtering 选项：

根据测序数据的读长和Q值等对数据进行基础过滤。

porechop_abi去接头



连接法建库



转座酶法建库

porechop_abi: 去除纳米孔测序数据接头

- 安装

```
conda create -y -n porechop_abi
```

```
conda activate porechop_abi
```

```
conda install -f -c conda-forge -c bioconda porechop_abi
```

- 示例：使用porechop_abi进行nanopore数据接头去除

- 激活软件所在环境

```
conda activate porechop_abi
```

- 设置输入样本名称

```
i=sample_name
```

- 使用默认参数去除接头

```
porechop_abi --ab_initio -i ${i}.fastq -o ${i}_output.fastq -t 24
```

porechop_abi: 结果展示

运行结束标识

```
Saving trimmed reads to file
```

```
Saved result to /dell-11T/backup_tem/PK_backup/EasyNanoMeta/analysis_result/porechop_abi/SRR28442024__output.fastq
```

结果文件

```
(porechop_abi) t630-ds@dell-t630:/dell-11T/backup_tem/PK_backup/EasyNanoMeta/analysis_result/porechop_abi$ ls  
SRR28442024__output.fastq
```


porechop_abi: 多样本数据去接头

- 生成所有样本的名称

```
ls *1.fastq && cut -f1 -d '.' > samples_name
```

- 生成批量运行的脚本

```
for i in `cat samples_name`; do echo "porechop_abi --ab_initio -1 ${i}.fastq -o  
${i}_output.fastq -t 24"; done > porechop_abi.sh
```

- 运行批量执行脚本

```
sh porechop_abi.sh
```

NanoPack: 统计纳米孔测序数据基础信息

- 安装

```
conda create -y -n nanopack python=3.10
```

```
conda activate nanopack
```

- 在conda的nanopack环境中，使用pip安装nanopack

```
pip install nanopack
```

- 示例:

```
i=sample_name
```

```
NanoPlot --fastq ${i}.fastq.gz -t 12 -p ${i} --color blue --plots hex dot kde -o  
nanoplot
```

```
i1=sample_name1
```

```
i2=sample_name2
```

```
NanoComp --dpi 500 -t 24 -p prefix -f svg --fastq ${i1}.fastq ${i2}.fastq --  
names ${i1} ${i2} -o NanoComp
```

NanoPack: 结果目录


NanoPlot输出目录文件

```
(nanopack) t630-ds@dell-t630:/dell-11T/backup_tem/PK_backup/EasyNanoMeta/analysis_result/NanoPlot/SRR28442024$  
ls  
SRR28442024LengthvsQualityScatterPlot_dot.html  
SRR28442024LengthvsQualityScatterPlot_dot.png  
SRR28442024LengthvsQualityScatterPlot_kde.html  
SRR28442024LengthvsQualityScatterPlot_kde.png  
SRR28442024NanoPlot_20250505_1329.log  
SRR28442024NanoPlot-report.html  
SRR28442024NanoStats_post_filtering.txt  
SRR28442024NanoStats.txt  
SRR28442024Non_weightedHistogramReadlength.html  
SRR28442024Non_weightedHistogramReadlength.png  
SRR28442024Non_weightedLogTransformed_HistogramReadlength.html  
SRR28442024WeightedHistogramReadlength.html  
SRR28442024WeightedLogTransformed_HistogramReadlength.html  
SRR28442024Yield_By_Length.html
```


NanoPack: 结果文件展示

Summary statistics

General summary	
Mean read length	1,733.0
Mean read quality	12.5
Median read length	1,236.0
Median read quality	12.6
Number of reads	2,362,023.0
Road length N50	2,599.0
STDEV read length	1,657.2
Total bases	4,093,456,028.0
Number, percentage and megabases of reads above quality cutoffs	
>Q5	2362023 (100.0%) 4093.5Mb
>Q7	2362023 (100.0%) 4093.5Mb
>Q10	1921602 (81.4%) 3383.6Mb
>Q12	1391274 (58.9%) 2524.1Mb
>Q15	404532 (17.1%) 781.5Mb
Top 5 highest mean basecall quality scores and their read lengths	
1	24.4 (333)
2	23.2 (400)
3	23.0 (423)
4	23.0 (290)
5	22.8 (531)
Top 5 longest reads and their mean basecall quality score	
1	52621 (14.7)
2	50760 (12.1)
3	50097 (13.6)
4	47520 (12.4)
5	46487 (14.2)



minimap2, samtools, bedtools: 三代数据去宿主

- 软件安装

```
conda create -y -n host_removal
```

```
conda activate host_removal
```

```
conda install -c bioconda minimap2
```

```
conda install -c bioconda samtools
```

```
conda install -c bioconda bedtools
```

- 使用conda package进行软件安装

- conda package下

https://figshare.com/articles/software/host_removal/25569159?file=45553653

```
mkdir ~/miniconda3/envs/host_removal/
```

```
tar -xzf host_removal.tar.gz -C ~/miniconda3/envs/host_removal/
```

```
conda activate host_removal
```

```
conda unpack
```

minimap2, samtools, bedtools: 数据库配置

- 数据库配置

db=~/.db

mkdir -p \${db} && cd \${db}

- 人类基因组下载

wget

https://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/all/GCA/000/001/405/GCA_000001405.28_GRC_h38.p13/C

gunzip GCA_000001405.28_GRCh38.p13_genomic.fna.gz

minimap2, samtools, bedtools: 软件使用

- 进入去宿主的conda环境

```
conda activate host_removal
```

- 建立minimap2比对索引, human基因组为参考对齐序列

```
i=human_genome
```

```
minimap2 -d ${i}.min ${i}.fasta
```

- 使用minimap2进行数据比对

```
minimap2 -ax map-ont -t 24 ${i}.min ../raw.fasta -o minimap.sam
```

- 提取未匹配到宿主的序列

```
samtools view -bS -T -@24 ${i}.fasta -f 4 minimap.sam > unmaped_minimap.bam
```

- 将bam文件转换为fastq文件, 首先对bam文件进行排序, 然后使用bedtools中的bamtofastq进行bam文件到fastq文件的转换

```
samtools sort -n unmaped_minimap.bam -o unmaped_sorted_minimap.bam
```

```
bedtools bamtofastq -i unmaped_sorted_minimap.bam -fq fitted_raw.fastq
```



minimap2, samtools, bedtools: 结果展示

去宿主前后数据信息比对

```
(base) t630-ds@dell-t630:/dell-11T/backup_tem/PK_backup/EasyNanoMeta/database/human_genome$ seqkit stats ../../human_sputum/SRR8641382.lite.1.fastq
file                                format  type   num_seqs  sum_len  min_len  avg_len  max_len
../../human_sputum/SRR8641382.lite.1.fastq  FASTQ   DNA    3,572,987  2,237,564,921    75    626.2    44,173
(base) t630-ds@dell-t630:/dell-11T/backup_tem/PK_backup/EasyNanoMeta/database/human_genome$ seqkit stats fitted_raw.fastq
file                                format  type   num_seqs  sum_len  min_len  avg_len  max_len
fitted_raw.fastq                   FASTQ   DNA    1,357,670  887,693,282    75    653.8    44,173
```

4. 物种注释及功能注释

软件如何选择?



centrifuge：纳米孔长读数据物种注释

- 软件安装

```
cd ~/tools  
wget https://github.com/DaehwanKimLab/centrifuge/archive/refs/tags/v1.0.4.tar.gz  
tar -zxvf v1.0.4.tar.gz  
cd centrifuge-1.0.4  
make  
make install prefix=~/tools/centrifuge-1.0.4
```

- Github克隆安装

```
git clone https://github.com/DaehwanKimLab/centrifuge  
cd centrifuge  
make  
make install prefix=~/tools/centrifuge-1.0.4
```

centrifuge：配置数据库

- 配置软件自有数据库

```
cd ~/db
```

```
wget https://zenodo.org/record/3732127/files/h%2Bp%2Bv%2Bc.tar.gz?download=1  
tar -zxvf centrifuge_h+p+v.tar.gz
```

- 配置nt数据库（可通过filezilla进行下载）


```
ftp://gdo-bioinformatics.ucllnl.org/centrifuge/nt_wntr23
```

New Results

[View current version of this article](#)

[Follow this preprint](#)

Addressing the dynamic nature of reference data: a new nt database for robust metagenomic classification

 Jose Manuel Martí, Car Reen Kok, James B. Thissen, Nisha J. Mulakken, Aram Avila-Herrera, Crystal J. Jaing, Jonathan E. Allen, Nicholas A. Be

doi: <https://doi.org/10.1101/2024.06.12.598617>

This article is a preprint and has not been certified by peer review [what does this mean?].

Abstract

Full Text

Info/History

Metrics

 Preview PDF

centrifuge：使用方法

- 使用centrifuge进行微生物物种组成分析，输入文件为fastq数据

i=sample_name

```
~/Peng kai/Tools/centrifuge/bin/centrifuge -p 24 -x  
/path/to/Database/centrifuge_h+p+v_20200318/hpv -q ${i}.fastq --report-file  
${i}_report -S ${i}_result
```

- 使用centrifuge进行微生物物种组成分析，输入文件为fasta数据

i=sample_name

```
~/Peng kai/Tools/centrifuge/bin/centrifuge -p 24 -x  
/path/to/Database/centrifuge_h+p+v_20200318/hpv -f ${i}.fasta --report-file  
${i}_report -S ${i}_result
```

centrifuge：结果文件

- 1、比对上物种名字，如果鉴定不到种，则上升一级；
- 2、物种分类 ID；
- 3、物种分类层级 rank；
- 4、对应基因组大小；
- 5、比对到的 reads 数目，包括多重比对的结果；
- 6、唯一比对上的 reads 数目；
- 7、比对的丰度，比对上区域/基因组长度。

name	taxID	taxRank	genomeSize	numReads		numUniqueReads		abundance
Bacteria	2		superkingdom	0	2	1	0.0	
Buchnera aphidicola	9		species	602805	3	0	0.0	
Shewanella	22		genus	5140018	1	0	0.0	
Shewanella putrefaciens	24		species	4749735	6	0	0.0	
Myxococcales	29		order	9638245	1	0	0.0	
Myxococcaceae	31		family	9636120	1	0	0.0	
Myxococcus	32		genus	9487953	1	0	0.0	
Myxococcus xanthus	34		species	9139763	8	1	0.0	
Myxococcus macrosporus	35		species	8973512	2	1	0.0	
Archangiaceae	39		family	10085598	2	0	0.0	
Cystobacter fuscus	43		species	12349744		3	3	0.0
Archangium gephyra	48		species	12489432		6	6	0.0
Chondromyces crocatus	52		species	11388132		2	1	0.0
Sorangium cellulosum	56		species	13907952		10	7	0.0
Vitreoscilla filiformis	63		species	3787551	1	0	0.0	
Lysobacter enzymogenes	69		species	12227539		12	7	0.0
Simonsiella muelleri	72		species	2469862	4	0	0.0	
Caulobacter	75		genus	4238499	1	0	0.0	
Leptothrix	88		genus	4909403	1	0	0.0	
Stella humosa	94		species	5832650	1	0	0.0	
Gemmata obscuriglobus	114		species	17998094		1	1	0.0
Gimesia maris	122		species	15634937	6	2	0.0	
Isosphaera	127		genus	5529304	1	0	0.0	
Borrelia	138		genus	1176628	1	0	0.0	

kraken2: 物种功能注释

- 软件安装（直接下载安装）

```
cd ~/tools
```

```
wget https://github.com/DerrickWood/kraken2/archive/refs/tags/v2.1.3.tar.gz
```

```
tar -zxvf v2.1.3.tar.gz
```

```
cd kraken2-2.1.3/
```

```
sh install_kraken2.sh ~/tools/kraken2-2.1.3/
```

- 软件安装（使用conda进行安装）

```
conda create -n kraken2
```

```
conda activate kraken2
```

```
conda install -y kraken2
```

kraken2: 附属工具包安装

- KrakenTools软件安装（直接下载安装）

```
cd ~/tools
```

```
wget https://github.com/jenniferlu717/KrakenTools/archive/refs/tags/v1.2.tar.gz
```

```
tar -zxvf v1.2.tar.gz
```

kraken2: 数据库下载配置

- 直接使用kraken2自带脚本进行数据库下载

```
kraken2-build --standard --threads 24 --db ~/db/kraken2_db
```

- 下载构建的数据库直接使用, 推荐网站:

<https://benlangmead.github.io/aws-indexes/k2>

```
cd ~/db
```

```
wget https://genome-idk.s3.amazonaws.com/kraken/k2_standard_20230605.tar.gz
```

- 解压数据库到指定数据库位置

```
tar -zcvf k2_standard_20230605.tar.gz -C ~/db/k2_standard/
```

kraken2: 数据库下载配置

<https://benlangmead.github.io/aws-indexes/k2>

网站中各类kraken2数据库，可直接下载使用

Collection	Contains	Date	Archive size (GB)	Index size (GB)	HTTPS URL	Inspect	Library	MD5
Viral	Refeq viral	4/2/2025	0.5	0.6	.tar.gz	.txt	.tsv	.md5
MinusB	Refeq archaea, viral, plasmid, human ¹ , UniVec_Core	4/2/2025	7.5	10.6	.tar.gz	.txt	.tsv	.md5
Standard	Refeq archaea, bacteria, viral, plasmid, human ¹ , UniVec_Core	4/2/2025	66.9	86.8	.tar.gz	.txt	.tsv	.md5
Standard-8	Standard with DB capped at 8 GB	4/2/2025	5.5	7.5	.tar.gz	.txt	.tsv	.md5
Standard-16	Standard with DB capped at 16 GB	4/2/2025	11.2	14.9	.tar.gz	.txt	.tsv	.md5

kraken2: 使用案例

- 使用kraken2进行微生物物种组成分析, 输入文件为fastq数据

i=sample_name

```
kraken2 --db /path/to/kraken2_db/k2_standard/ --threads 24 --report  
${i}_kraken2_report --output ${i}_kraken_result ${i}.fastq
```

- 合并多个样本的kraken2注释结果 (KrakenTools)


```
python complete_kreports.py -r 1.KREPORT 2.KREPORT -o COMBINED.KREPORT  
--no-headers --sample-names S1 S2
```

kraken2: 结果展示

1. 物种所占百分比
2. 覆盖到该物种分类
clade rooted 的片段数
3. 比对到该物种分类的
片段数
4. 物种分类等级代码:
(U)nclassified, (R)oot,,
(D)omain, (K)ingdom,
(P)hylum, (C)lass,
(O)rder, (F)amily,
(G)enus, or (S)pecies.
5. NCBI 物种分类 ID
6. 微生物科学命名

25.91	359832	359832	U	0	unclassified
74.09	1028688	54	R	1	root
74.07	1028418	1420	R1	131567	cellular organisms
51.60	716508	0	D	2759	Eukaryota
51.60	716508	0	D1	33154	Opisthokonta
51.60	716508	0	K	33208	Metazoa
51.60	716508	0	K1	6072	Eumetazoa
51.60	716508	0	K2	33213	Bilateria
51.60	716508	0	K3	33511	Deuterostomia
51.60	716508	0	P	7711	Chordata
51.60	716508	0	P1	89593	Craniata
51.60	716508	0	P2	7742	Vertebrata
51.60	716508	0	P3	7776	Gnathostomata
51.60	716508	0	P4	117570	Teleostomi
51.60	716508	0	P5	117571	Euteleostomi

直接从纳米孔长读测序数据中鉴定及定量功能基因



纳米孔测序的序列特征:

- 1、存在单碱基错误;
- 2、存在小的插入缺失错误, 主要是缺失;
- 3、测序错误分布不随机。

无法直接从原始测序reads进行基因预测

可以通过同源比对的方式进行功能基因鉴定---blastn

常见数据库: CARD, VFDB, CAZy, BacMet 等。

abricate: 挖掘三代宏基因组数据功能基因

```
# BLASTP 2.6.0+
# Query: HBA_HUMAN | P69905 | Human alpha hemoglobin | J Luo, 2020-07-29
# Database: uniprot_sprot_human
# Fields: query acc.ver, subject acc.ver, % identity, alignment length, mismatches, gap opens, q. start, q. end, s. start, s. end.
# 12 hits found
HBA_HUMAN sp|P69905|HBA_HUMAN 100.000 142 0 0 1 142 1 142 1.22e-101 286
HBA_HUMAN sp|P09105|HBA_HUMAN 61.972 142 54 0 1 142 1 142 3.78e-60 182
HBA_HUMAN sp|P02008|HBA_HUMAN 59.859 142 57 0 1 142 1 142 7.10e-58 176
HBA_HUMAN sp|Q6B0K9|HBA_HUMAN 45.390 141 77 0 2 142 1 141 9.04e-42 135
HBA_HUMAN sp|P02042|HBA_HUMAN 43.448 145 74 3 3 141 4 146 1.19e-33 114
HBA_HUMAN sp|P68871|HBA_HUMAN 43.448 145 74 3 3 141 4 146 1.34e-33 114
HBA_HUMAN sp|P69891|HBA_HUMAN 41.379 145 77 3 3 141 4 146 4.35e-33 113
HBA_HUMAN sp|P69892|HBA_HUMAN 41.379 145 77 3 3 141 4 146 4.90e-33 113
HBA_HUMAN sp|P02100|HBA_HUMAN 39.007 141 78 3 7 141 8 146 1.97e-28 101
HBA_HUMAN sp|Q8WWM9|HBA_HUMAN 28.082 146 96 2 6 142 22 167 2.22e-15 68.9
HBA_HUMAN sp|P02144|HBA_HUMAN 27.517 149 100 3 1 142 1 148 5.51e-09 51.2
HBA_HUMAN sp|Q9NPG2|HBA_HUMAN 23.944 142 95 4 11 141 9 148 0.17 30.8
# BLAST processed 1 queries
(END)
```

CSDN @withbeginner

简化了blastn的输出结果，使匹配结果唯一，增加了结果的可读性。

```
#FILE SEQUENCE START END STRAND GENE COVERAGE COVERAGE_MAP GAPS %COVERAGE %IDENTITY
DATABASE ACCESSION PRODUCT RESISTANCE
/ifsl/Data/Pengkai/EasyNanoMeta/easynanometare_result/abricate_out/SRR8641382.lite.1.fasta SRR8641382.lite.1.1180134
15 1516 + lsa(C) 1-1479/1479 =====/===== 34/59 98.78 84.47 ncbi NG_047934.1 ABC-F t
ype ribosomal protection protein Lsa(C) LINCOSAMIDE;STREPTOGRAMIN
/ifsl/Data/Pengkai/EasyNanoMeta/easynanometare_result/abricate_out/SRR8641382.lite.1.fasta SRR8641382.lite.1.2184503
258 993 + erm(B) 8-738/738 =====/===== 29/65 94.99 88.25 ncbi NG_047804.1 23S rRN
A (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(B) MACROLIDE
/ifsl/Data/Pengkai/EasyNanoMeta/easynanometare_result/abricate_out/SRR8641382.lite.1.fasta SRR8641382.lite.1.2219066
416 1895 + msr(D) 1-1464/1464 =====/===== 54/96 97.27 88.62 ncbi NG_048006.1 ABC-F t
ype ribosomal protection protein Msr(D) MACROLIDE
/ifsl/Data/Pengkai/EasyNanoMeta/easynanometare_result/abricate_out/SRR8641382.lite.1.fasta SRR8641382.lite.1.2664898
418 1161 + erm(B) 1-730/738 =====/===== 35/52 96.34 87.29 ncbi NG_047797.1 23S rRN
A (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(B) MACROLIDE
```

Google 学术搜索

abricate

文章

找到约 4,840 条结果 (用时0.10秒)

abricate: 软件安装

- 软件安装（需指定版本，否则安装老版本软件）

```
conda create -n abricate
```

```
conda activate abricate
```

```
conda install -y -c bioconda abricate=1.0.1
```

abricate: 数据库配置

- 查看当前的数据库

```
abricate --list
```

- 更新已有的数据库

```
abricate-get_db --db ncbi
```

```
abricate-get_db --db card
```

- 创建用户自定义数据库

```
cd /path/to/abricate/db
```

```
mkdir ${i}db
```

```
cp /your/database/database.fasta your_database_name/sequences
```

```
makeblastdb -in sequences -title your_database_name -dbtype nucl -hash_index
```

abricate：功能基因定量

- 每Gb测序数据中的基因拷贝数：

$$\text{ARG}_i \text{abundance} (\text{gc/Gb}) = \frac{\sum_1^m \frac{\text{Alighment}_{\text{end}} - \text{Alighment}_{\text{start}}}{\text{Length}_{\text{reference}} (\text{bp})}}{\frac{\sum_1^n \text{Length}_{\text{read}} (\text{bp})}{10^9 \text{bp/Gb}}}$$

- Alighment end与start为对齐到参考基因的片段长度
- Length reference为参考基因的片段长读
- 对这些比值进行求和
- 分母为测序数据量

abricate: 使用案例

- 使用NCBI的AMRfinder数据库进行耐药基因鉴定
- 默认参数的coverage和identity均为80，宏基因组数据需根据情况进行调整，多数文献使用 --coverage 40 --identity 70

conda activate abricate

i=sample_name

abricate --db ncbi --mincov 40 --minid 70 -t 24 \${i}.fasta > \${i}_ncbi_result

#FILE	SEQUENCE	START	END	STRAND	GENE	COVERAGE	COVERAGE_MAP	GAPS	%COVERAGE	%IDENTITY
	DATABASE	ACCESSION	PRODUCT	RESISTANCE						
ACS1-1_hybrid.fasta		opera_contig_100108	1	858	-	aadE	1-858/867		=====	0/0 98.96
100.00	ncbi	NG_047378.1	aminoglycoside 6-adenylyltransferase	AadE			STREPTOMYCIN			
ACS1-1_hybrid.fasta		opera_contig_101107	33	692	+	npmA	1-660/660		=====	0/0 100.00
99.24	ncbi	NG_048018.1	16S rRNA (adenine(1408)-N(1))-methyltransferase	NpmA			AMINOGLYCOSIDE			
ACS1-1_hybrid.fasta		opera_contig_101946	1	814	-	aph(3')-Ia	1-814/816		=====	0/0
99.75	100.00	ncbi	NG_047431.1	aminoglycoside 0-phosphotransferase	APH(3')-Ia		KANAMYCIN			
ACS1-1_hybrid.fasta		opera_contig_10616	5552	6297	-	erm(B)	1-747/747		=====	1/1 99.87
99.73	ncbi	NG_047801.1	23S rRNA (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase	Erm(B)			MACROLIDE			
ACS1-1_hybrid.fasta		opera_contig_11624	3628	4662	+	cfr(E)	1-1035/1035		=====	0/0 100.00

abricate: 功能基因定量

- 使用我们的脚本对耐药基因进行定量

[https://github.com/P-](https://github.com/P-kai/EasyNanoMeta/tree/main/Python%20scripts%20for%20%20data%20analysis)

[kai/EasyNanoMeta/tree/main/Python%20scripts%20for%20%20data%20analysis](https://github.com/P-kai/EasyNanoMeta/tree/main/Python%20scripts%20for%20%20data%20analysis)

```
python abundance_calculate.py --help
```

```
usage: abundance_calculate.py [-h] [--i I] [--data_size DATA_SIZE] [--title TITLE] [--p P] [--output OUTPUT]
```

options:

-h, --help show this help message and exit

--i I, -i I Input data.

--data_size DATA_SIZE, -d DATA_SIZE

--data_size, -d

--title TITLE

--p P, -p P The prefix of result.

--output OUTPUT, -o OUTPUT Output direction.

abricate: 功能基因定量

- 使用我们的脚本对耐药基因进行定量

```
i=sample_name
```


```
seqkit stats sample_name
```

```
python abundance_calculate.py -i ${i}_ncbi_result --data_size 0.75 --title {i} --p {i}  
-o {i}_quant
```

Gene	Sample_Resistance	Sample_Gene_len	Sample_Sum_gene_len	Sample_Gene_num	Sample_Gene_copy/Gb
tet(X2)	TETRACYCLINE	1167	5801	5	8.284775778349044
erm(F)	MACROLIDE	801	7709	10	16.040366208905535
lnu(C)	LINCOSAMIDE	495	9184	19	30.92255892255892
cfxA5	BETA-LACTAM	966	5578	6	9.623878536922016
blaEC-18	CEPHALOSPORIN	1134	1003	1	1.4741328630217518
blaOXA-85	BETA-LACTAM	786	64387	82	136.52883799830366
mef(En2)	MACROLIDE	1206	3465	3	4.788557213930348
tet(Q)	TETRACYCLINE	1926	13106	7	11.341294565593632
cfxA6	BETA-LACTAM	963	42189	45	73.01661474558671
aadE	STREPTOMYCIN	867	1723	2	3.312187620146098
cfxA_fam	BETA-LACTAM	966	2821	3	4.867149758454107
erm(B)	MACROLIDE	738	3647	5	8.236224028906957
aph(3')-IIIa	AMIKACIN;KANAMYCIN	795	2353	3	4.932914046121594
tet(O)	TETRACYCLINE	1920	3648	2	3.1666666666666665
blaEC-5	CEPHALOSPORIN	1134	2231	2	3.2789535567313344
erm(D)	ERYTHROMYCIN	1464	1475	1	1.6701804252260762

基于长读测序数据的基因共现分析

基于宏基因组中单分子测序序列分析不同耐药基因之间或耐药基因与插入序列之间的共整合模式



两个基因位于同一read上，则它们共存一次

基于长读测序数据的基因共现分析

基于abricate脚本进行基因共现分析

```
python co-located.py --help
```

```
usage: co-located.py [-h] [--i I]
```

options:

-h, --help show this help message and exit


i=sample_name

```
python co-located.py --i ${i}_ncbi_result
```

```


Dump      gene_num
aph(3')-IIIa/ant(6)-Ia    1
mef(En2)/lnu(AN2)         3
msr(D)/mef(A)              3
sat4/ant(6)-Ia            1
sat4/aph(3')-IIIa         3
tet(M)/tet(L)              1
tet(O)/tet(40)             3
tet(Q)/erm(F)              2
tet(W)/erm(X)              1
tet(X2)/erm(F)             6
tetB(46)/tetA(46)         2

```



5. 组装、评估和纠错

不同三代长读宏基因组组装软件性能评测



MetaFlye在组装结果、
计算效率等方面的综合
表现最佳。

metaflye: 三代长读宏基因组组装最佳软件

安装MetaFlye 软件下载及解压

```
cd ~/tools
```

```
wget https://github.com/fenderglass/Flye/archive/refs/tags/2.9.2.tar.gz
```

```
tar -zxvf Flye-2.9.2.tar.gz
```

查看软件版本, 版本: 2.9.2-b1786

```
~/tools/Flye-2.9.2/bin/flye --version
```

metaflye: 软件使用

利用MetaFlye对测序数据进行组装

i=sample_name

```
~/path/to/Flye-2.9.2/bin/flye --meta --nano-raw ${i}.fasta --threads 24 --out-dir  
${i}_flye
```

--meta 对宏基因组进行组装

--nano-raw 纳米孔测序原始数据

00-assembly	30-contigger	assembly_graph.gfa	flye.log
10-consensus	40-polishing	assembly_graph.gv	params.json
20-repeat	assembly.fasta	assembly_info.txt	

#seq_name	length	cov.	circ.	repeat	mult.	alt_group	graph_path
contig_778	7156708	20	N	N	1	*,778,*	
contig_292	5374958	30	N	N	1	292	
contig_1027	4632942	51	Y	N	3	1027	
contig_47	3735351	12	N	N	1	-1785,42,47,1900	
contig_41	3415771	9	N	N	1	-1785,41,1900	
contig_364	2960587	76	Y	N	4	364	
contig_533	2760259	31	N	N	2	533,540,-541,540,-541,540	
contig_532	2435746	12	N	N	1	*,532,-1386,-1386,-1386	
contig_1104	2383352	25	N	N	1	1554,1104,-1554	
contig_1509	2232811	44	N	N	2	1509,1510,1510,1510	

quast、seqkit: 评估组装结果


- 使用quast统计组装结果, 包括contigs长度分布、N50、GC含量等参数
- 安装

```
wget https://github.com/ablab/quast/archive/refs/tags/quast_5.3.0.tar.gz  
tar -zxvf quast_5.3.0.tar.gz
```

```
i=sample_name  
quast.py ${i}.fa -o result/metaflye/quast
```

- 使用seqkit快速统计组装结果基础信息
- ```
seqkit stats assembly.fasta
```

# 长短读宏基因组数据混合组装



基于metaSPAdes的  
OPERA-MS组装效果更  
好。

基于MEGAHIT的  
OPERA-MS组装效率更  
高。

# OPERA-MS\_metaSPAdes进行长短读混合组装

- 软件安装:
- 使用conda配置软件安装单独环境, 安装软件依赖的perl模块

```
conda create -n operams python=3.9
```

```
conda activate operams
```

- 在conda环境中安装依赖的perl模块

```
conda install -c conda-forge perl-app-cpanminus
```

```
conda install -c compbiocore perl-switch perl==5.26.2
```

```
conda install -c bioconda perl-file-which perl-statistics-basic perl-statistics-r
```

- 软件下载及编辑

```
cd ~/tools
```

```
git clone https://github.com/CSB5/OPERA-MS.git
```

```
cd OPERA-MS
```

```
make
```

```
perl OPERA-MS.pl check-dependency
```

# OPERA-MS安装可能遇到的问题以及数据库配置

可能遇到问题 “Can't locate Switch.pm”

解决：

寻找当前用户目录下有没有Switch.pm模块 `find ~/ -name "Switch.pm"`

将找到的模块写入perl路径中

例如： `export PERL5LIB=~/.perl5/lib/perl5/`

- 完成软件安装后，配置OPERA-MS软件数据库  
`perl OPERA-MS.pl install-db`



# MetaSPAdes安装

- 直接下载预编译的软件安装包，解压后使用

```
cd ~/tools
```

```
wget https://github.com/ablab/spades/releases/download/v3.15.5/SPAdes-3.15.5-Linux.tar.gz
```

```
tar -zxvf SPAdes-3.15.5-Linux.tar.gz
```

# OPERA-MS\_metaSPAdes: 软件使用

- 激活OPERA-MS依赖环境，使用软件进行组装

conda activate operams

```
perl ../OPERA-MS.pl --short-read1 R1.fastq.gz --short-read2 R2.fastq.gz --short-read-assembler spades --long-read long_read.fastq --no-ref-clustering --no-polishing --num-processors 24 --out-dir OPERA-MS_metaSPAdes
```

- short-read1以及short-read2 对应短读测序的双端测序数据
- short-read-assembler 定义短读组装软件，默认megahit，需指定metaSPAdes
- long-read 为纳米孔测序数据
- no-polishing 跳过纠错步骤，这一步使用的pilon，特别耗时，且经常报错

# OPERA-MS\_metaSPAdes: 软件使用

- 已完成二代组装, 使用OPERA-MS进行混合组装

conda activate operams

```
perl ../OPERA-MS.pl --contig-file metaSPAdes.fasta --long-read long_read.fastq --no-ref-clustering --no-polishing --num-processors 24 --out-dir OPERA-MS_metaSPAdes
```

- contig-file为二代组装结果
- long-read为纳米孔测序数据
- no-polishing跳过纠错步骤, 这一步使用的pilon, 特别耗时, 且经常报错

# OPERA-MS\_metaSPAdes: 结果文件

软件输出文件夹:

assembly.stats contig\_info.txt **contigs.fasta** intermediate\_files opera-ms-utils.config

组装结果:

```
[Wed Dec 25 23:25:26 2024] Assembly stats
Number of contigs: 8109
Assembly size: 29032473 bp
Max contig size: 1743140 bp
Contig(s) longer than 1Mbp: 2
Contig(s) longer than 500kbp: 5
Contig(s) longer than 100kbp: 52
Contig N50: 112522 bp
```



# quast、seqkit: 评估组装结果

- 使用quast统计组装结果, 包括contigs长度分布、N50、GC含量等参数
- 安装

```
wget https://github.com/ablab/quast/archive/refs/tags/quast_5.3.0.tar.gz
tar -zxvf quast_5.3.0.tar.gz
```

```
i=sample_name
quast.py ${i}.fa -o result/operams/quast
```

- 使用seqkit快速统计组装结果基础信息
- ```
seqkit stats assembly.fasta
```

NextPolish: 组装基因组纠错

release v1.4.1 issues 42 open docs failing

NextPolish

NextPolish is used to fix base errors (SNV/Indel) in the genome generated by noisy long reads, it can be used with short read data only or long read data only or a combination of both. It contains two core modules, and use a stepwise fashion to correct the error bases in reference genome. To correct/assemble the raw third-generation sequencing (TGS) long reads with approximately 10-15% sequencing errors, please use [NextDenovo](#).

NextPolish: a fast and efficient genome polishing tool for long-read assembly

J Hu, J Fan, Z Sun, S Liu - Bioinformatics, 2020 - [academic.oup.com](#)

... Thus, we developed **NextPolish**, ... **NextPolish** outperformed Pilon by correcting sequence errors faster, and with a higher correction accuracy. Availability and implementation: **NextPolish** ...

☆ 保存 引用 被引用次数: 891 相关文章 所有 7 个版本

<https://nextpolish.readthedocs.io/en/latest/>

NextPolish: 软件安装

- 软件安装

```
cd ~/tools
```

```
wget
```

```
https://github.com/Nextomics/NextPolish/releases/latest/download/NextPolish.tgz
```

```
tar -vxzf NextPolish.tgz && cd NextPolish && make
```

- 安装软件依赖

```
pip install paralleltask
```

NextPolish: 使用二代数据进行组装结果纠错

- 生成二代数据路径文件

```
ls reads1.fq reads2.fa.gz > sgs.fofn
```

- 编辑组装结果校准的可执行文件,
在该文件中配置软件执行参数

```
vim run.cfg
```

- 执行组装结果校准程序

```
path/nextPolish run.cfg
```

```
[General]
```

```
job_type = local
```

```
job_prefix = nextPolish
```

```
task = best
```

```
rewrite = yes
```

```
rerun = 3
```

```
parallel_jobs = 6
```

```
multithread_jobs = 5
```

```
genome = ./raw.genome.fasta #组装结果文件
```

```
genome_size = auto
```

```
workdir = ./short-reads-polish
```

```
polish_options = -p 8
```

```
[sgs_option]
```

```
sgs_fofn = ./sgs.fofn
```

```
sgs_options = -max_depth 100 -bwa
```


NextPolish: 使用二代及三代数据进行组装结果纠错

- 生成二代及三代数据路径文件

```
ls reads1.fq reads2.fa.gz > sgs.fofn
```

```
ls long_reads.fq > lgs.fofn
```

- 编辑组装结果校准的可执行文件,
在该文件中配置软件执行参数

```
vim run.cfg
```

- 执行组装结果校准程序

```
path/nextPolish run.cfg
```

```
[General]
job_type = local
job_prefix = nextPolish
task = best
rewrite = yes
rerun = 3
parallel_jobs = 6
multithread_jobs = 5
genome = ./raw.genome.fasta #组装结果文件
genome_size = auto
workdir = ./short-reads-polish
polish_options = -p 8
```

```
[sgs_option]
sgs_fofn = ./sgs.fofn
sgs_options = -max_depth 100 -bwa
```

```
[lgs_option]
lgs_fofn = ./lgs.fofn
lgs_options = -min_read_len 1k -max_depth 100
lgs_minimap2_options = -x map-ont
```

NextPolish: 结果文件

软件输出文件夹:

00.lgs_polish	input.lgspart.000.fasta.gz	input.lgspart.003.fasta.gz	SRR8641382.lite.1_nextpolish.fasta
01.lgs_polish	input.lgspart.001.fasta.gz	input.lgspart.004.fasta.gz	
genome.nextpolish.fasta.stat	input.lgspart.002.fasta.gz	input.lgspart.005.fasta.gz	

6. 分箱和物种注释

eggno-mapper: 组装宏基因组功能注释

- 软件安装

```
conda create -n eggno-mapper  
conda activate eggno-mapper  
conda install eggno-mapper
```

- 数据库下载

```
mkdir ~/db/eggno-mapper && cd ~/db/eggno-mapper  
download_eggno_data.py --data_dir ~/db/eggno-mapper -y -f -P -M -H -d taxid
```


eggno-mapper: 组装宏基因组功能注释

- 设置数据库位置

```
export EGGNOG_DATA_DIR=/your/database/path/eggno-mapper/
```

- 对组装结果进行功能注释

```
i=sample_name
```

```
conda activate eggno-mapper
```

```
emapper.py -i ${i}.fasta -o ${i} --itype metagenome --cpu 24
```

使用KEGG数据库注释组装宏基因组

构建细菌KEGG本地数据库

详细的步骤参见：

<https://github.com/P-kai/EasyNanoMeta/blob/main/install.sh>

使用KEGG数据库注释组装宏基因组

使用prodigal进行宏基因组组装结果的基因预测


i=sample_name

```
prodigal -i ${i}.fasta -f gff -o ${i}_gene.gff3 -p meta -d ${i}_gene.fna -a  
${i}_gene.faa
```


使用diamond进行基因功能比对

```
diamond blastx -q ${i}_gene.fna -d kb_refseq.dmnd --max-hsps 1 --max-target-  
seqs 1 --sensitive --outfmt 6 --evaluate 1e-5 -p 16 -o kegg_${i}_match.out
```

长读组装宏基因组分箱--软件选择



目前仅有SemiBin和vamb可进行三代组装宏基因组分箱，总体而言，SemiBin性能显著优于vamb。



[Science Bulletin | 扬大王志强/基因组所刘永鑫开发纳米孔宏基因组分析流程EasyNanoMeta](https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.03.044)

SemiBin: 长读组装宏基因组分箱

- 安装SemiBin
- 使用conda创建单独的环境进行软件安装

```
conda create -n SemiBin
```

```
conda activate SemiBin
```

```
conda install -c conda-forge -c bioconda semibin
```

- 使用conda的package进行软件安装

```
cd ~/tools
```

```
wget -c --no-check-certificate --no-proxy
```

```
https://figshare.com/ndownloader/files/45563634 -O SemiBin.tar.gz
```

```
mkdir ~/miniconda3/envs/SemiBin/
```

```
tar -xzvf SemiBin.tar.gz -C ~/miniconda3/envs/SemiBin/
```

```
conda activate SemiBin
```

```
conda unpack
```


SemiBin: 软件使用

- 软件使用
- 首先对组装基因组进行索引创建, 获取排序的bam文件

i=sample_name

```
minimap2 -d catalogue.mmi ${i}.fasta
```

- 比对获取bam文件,raw_data.fq.gz为测序的原始数据

```
minimap2 -t 8 -N 5 -ax map-ont catalogue.mmi --split-prefix
```

```
mmsplit ../raw_data.fq.gz | samtools view -F 3584 -b --threads 8 > ${i}.bam
```

- 对bam文件进行排序

```
samtools sort -@ 10 ${i}.bam > ${i}.sorted.bam
```

- 使用SemiBin运行bin

```
SemiBin single_easy_bin -i ${i}.fasta --sequencing-type long_read -b  
${i}.sorted.bam -o bin_output --environment global
```

SemiBin: 结果展示

软件输出文件夹:

```
bins_info.tsv    data.csv    markers.hmmout  SemiBinRun.log  
contig_bins.tsv  data_split.csv  output_bins    SRR8641382.lite.1.sorted.bam_0_data_cov.csv
```

bins储存位置:

```
output_bins/  
bin.0.fa
```

metawrap: 混合组装宏基因组分箱

- 使用conda进行软件安装（一般不成功，原因未知，该软件很久不维护了）

```
conda create -y -n metawrap-env python=2.7  
conda activate metawrap-env
```

```
conda config --add channels defaults  
conda config --add channels conda-forge  
conda config --add channels bioconda  
conda config --add channels ursky
```

```
conda install -y mamba  
mamba install --only-deps -c ursky metawrap-mg
```

metawrap: 软件安装

- 使用conda package进行软件安装

```
cd ~/tools
```

- 下载打包的metawrap conda package

```
wget -c --no-check-certificate --no-proxy
```

```
https://figshare.com/ndownloader/files/45651492 -O metawrap.tar.gz
```

```
mkdir ~/miniconda3/envs/metawrap/
```

```
tar -xzvf metawrap.tar.gz -C ~/miniconda3/envs/metawrap/
```

```
conda activate metawrap
```

```
conda unpack
```

metawrap: 软件使用

- 使用metawrap里面的分箱模式进行二三代宏基因组组装数据分箱
- 运行分箱, 原始数据为二代数据, 格式必须为*_1.fastq; *_2.fastq

i=sample_name

```
metawrap binning --metabat2 --maxbin2 --concoct -t 48 --run-checkm -a ${i}.fa -o  
bin ${i}_clean_1.fastq ${i}_clean_2.fastq
```


checkm: 质控宏基因组bins

- 安装checkm
- 也可使用conda创建环境单独安装checkm
- 创建python=3.9的conda环境

```
conda create -n checkm python=3.9
```

```
conda activate checkm
```

- 使用pip3安装checkm及其依赖环境

```
pip3 install numpy
```

```
pip3 install matplotlib
```

```
pip3 install pysam
```

```
pip3 install checkm-genome
```

checkm: 数据库配置

- 配置checkm数据库

```
cd ~/db/
```

```
mkdir checmk_db && cd checmk_db
```

```
wget -c
```

```
https://data.ace.uq.edu.au/public/CheckM\_databases/checkm\_data\_2015\_01\_16  
.tar.gz
```

```
tar -zxvf checkm_data_2015_01_16.tar.gz
```

- 设置checkm数据库路径

```
checkm data setRoot $PATH/checkm_data
```

checkm: 软件使用

- checkm使用:

checkm lineage_wf <bin folder> <output folder>

```
-----  
Bin Id      Marker lineage      # genomes  # markers  # marker sets  0    1    2    3    4    5+  Completeness  Con  
tamination  Strain heterogeneity  
-----  
bin.0       g__Pseudomonas (UID4550)  78        1044       368          186   848   10    0    0    0    80.93  
1.29              0.00
```

checkm2: 质控宏基因组bins

- 安装checkm2
- 使用conda安装checkm2
- 创建checkm2环境, 注意python版本为3.8, 否则可能安装失败

```
conda create -n checkm2 python=3.8
```

```
conda activate checkm2
```

- 使用mamba安装

```
mamba install -c bioconda -c conda-forge checkm2
```

checkm2: 质控宏基因组bins

- 使用conda package安装checkm2
- 下载conda package包

```
cd ~/tools
```

```
wget -c --no-check-certificate --no-proxy
```

```
https://figshare.com/ndownloader/files/45700833 -O checkm2.tar.gz
```

```
mkdir ~/miniconda3/envs/checkm2/
```

```
tar -xzf checkm2.tar.gz -C ~/miniconda3/envs/checkm2/
```

```
conda activate checkm2
```

```
conda unpack
```


checkm2: 数据库配置

- 直接使用checkm2脚本进行数据库下载（经常失败，推荐使用wget）

checkm2 database --download

- 使用wget进行数据库下载

mkdir ~/db/checkm2 && cd ~/db/checkm2

wget https://zenodo.org/record/5571251/files/checkm2_database.tar.gz

- 解压数据库

tar -zxvf checkm2_database.tar.gz

checkm2: 软件使用

- 使用checkm2质控bins

```
checkm2 predict --threads 24 --input bins --output-directory checkm2 -x fa --  
database_path ~/db/checkm2/CheckM2_database/uniref100.KO.1.dmnd
```

--input bins 输入数据为包含bins的文件夹

-x fa bins的扩展名文件格式为fa

--database_path 手动指定下载的数据库路径

checkm2: 结果展示

CheckM2输出文件夹:

checkm2.log **diamond_output** **protein_files** quality_report.tsv

quality_report文件内容:

Name	Completeness	Contamination	Completeness_Model_Used	Translati	Coding_Density	Contig_N50	Average_Gene_Length	Genome_Size	GC_Content	Total_Cod	Additional_Notes
bin.0	74.39	2.07	Gradient Boost (General Mo	11	0.797	3944323	168.8831647703329	5933019	0.6	9492	None

完整度和污染度为两个重要指标。

中等质量: Completeness > 50%; Contamination < 10%

高质量: Completeness > 90%; Contamination < 5%

gtdb-tk：对宏基因组bins进行物种注释

- 使用conda进行软件安装

```
conda create -n gtdbtk-2.2.6 -c conda-forge -c bioconda gtdbtk=2.2.6
```

- 查看软件版本: v2.2.6

```
conda activate gtdbtk-2.2.6  
gtdbtk --version
```

- 使用conda的package进行软件安装

```
cd ~/tools  
wget -c --no-check-certificate --no-proxy  
https://figshare.com/ndownloader/files/45672426 -O gtdbtk-2.2.6.tar.gz  
mkdir ~/miniconda3/envs/gtdbtk-2.2.6/  
tar -xzvf gtdbtk-2.2.6.tar.gz -C ~/miniconda3/envs/gtdbtk-2.2.6/  
conda activate gtdbtk-2.2.6  
conda unpack
```

gtdb-tk: 数据库配置

- 配置软件数据库

```
mkdir -p ~/db/gtdbtk && cd ~/db/gtdbtk
```

```
wget -c
```

```
https://data.ace.uq.edu.au/public/gtdb/data/releases/latest/auxillary\_files/gtdbtk\_data.tar.gz
```

```
tar -zxvf gtdbtk_data.tar.gz
```

- 设置数据库路径

```
export GTDBTK_DATA_PATH=~/db/gtdbtk/release214
```


gtdb-tk: 使用案例

- 检查软件依赖

```
gtdbtk check_install
```

- 运行bin物种分类及进化树构建

```
gtdbtk classify_wf --genome_dir maxbin2_bins/ --extension fa --skip_ani_screen --  
out_dir gtdbtk
```

```
gtdbtk convert_to_itol --input some_tree.tree --output itol.tree
```

gtdb-tk: 结果展示

gtdb-tk 输出文件夹:

```
align  classify  gtdbtk.bac120.summary.tsv  gtdbtk.json  gtdbtk.log  gtdbtk.warnings.log  identify
```

gtdb-tk 对bins的注释结果:

E2																			
fx d__Bacteria;p__Pseudomonadota;c__Gammaproteobacteria;o__Pseudomonadales;f__Pseudomonadaceae;g__Pseudomonas_E;s__Pseudomonas_E lactis																			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
user_genome	classified	fastani_r	fastani_r	fastani_r	fastani_r	fastani_r	closest_r	closest_r	closest_r	closest_r	closest_r	ppplacer_t	classified	note	other_relmsa	percent	translated	value	warnings
bin.0	d__Bacter	GCF_00143	95	d__Bacter	96.09	0.886	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	d__Bacter	ANI	topologic	GCF_00143	53.92	11	N/A	N/A

总结

- EasyNanoMeta是专门为纳米孔宏基因组数据分析设计的软件，集成了全流程分析与逐步分析；
- 借助abricate与EasyNanoMeta中的脚本也可从reads水平对纳米孔宏基因组数据进行功能基因注释与定量；
- metaFlye为最佳的纳米孔宏基因组组装软件；
- SemiBin在纳米孔长读宏基因组分箱方面性能较为均衡；
- 纳米孔长读宏基因组测序数据与短读测序数据结合分析时，许多分析方法与二代短读宏基因组分析相通。



扫码关注生信宝典，学习更多生信知识



扫码关注宏基因组，获取专业学习资料

易生信，没有难学的生信知识